

RF zone System

¡ Nuevo en México ! **3 aparatos en 1**



- ▶ 1. RadioFrecuencia Monopolar y Bipolar
- ▶ 2. Mesoterapia Virtual Tecnología HPC
- ▶ 3. Cromoterapia



◆ Cabezal Monopolar

- Acelera el metabolismo de la célula grasa.
- Produce una disminución en el tamaño del adipocito.
- Consigue una disminución de los nódulos de grasa y celulitis.

◆ Cabezal Bipolar

- Fortalece las fibras de colágeno.
- Produce en la piel un efecto de contracción
- Provoca reducción de la flacidez

◆ Mesoterapia Virtual

- La mesoterapia cromo-virtual actúa sobre las estructuras lipídicas de las células y tejidos, como las membranas celulares, provocando cambios moleculares en los lípidos constituyentes y consiguiendo aumentar su permeabilidad.

◆ Cromoterapia


- En TERMOSALUD y con el RFZONE, hemos estudiado la influencia de los colores y la activación de los mecanismos de reparación en los distintos tratamientos corporales y faciales.

 Fabricado en España



Distribuidor exclusivo para México

Tel.: (55) 5659-7100 • informacion@sgpdelvalle.com.mx



ACCION

La radiofrecuencia es un tipo de corriente variable de alta frecuencia, en el rango de los Mhz. (1 Mhz. para el equipo **RFZONE**), que alterna su polaridad con lo que provoca la rotación de las moléculas de agua que por fricción provocan calor en profundidad.

Se produce un calentamiento profundo (Efecto térmico) que afecta a la piel y tejido graso subcutáneo. Un calentamiento que podríamos decir va de dentro hacia fuera. Dicho calentamiento va a activar distintos mecanismos de acción:

- Vasodilatación
- Aumento de la oxigenación del tejido
- Efecto antiinflamatorio y antiálgico
- Efecto relajante muscular.
- Liberación de proteínas de choque térmico
- Activación de los mecanismos de reparación con aumento del recambio celular, síntesis de colágeno y elastina.

TERAPIA

El efecto inmediato de la aplicación de radiofrecuencia es la retracción del colágeno, con más o menos rapidez según los casos. Sin embargo, lo que se pretende conseguir con **RFZONE** es además de la gradual reestructuración del colágeno profundo, la estimulación de la autoregeneración del tejido con cromoterapia y la penetración de las cromoeulsiones con la tecnología HPC.

La terapia trabaja tres técnicas en un solo equipo.

RFZONE dispone de protocolos preestablecidos para el tratamiento corporal y facial, así como la posibilidad de programa libre.



Cromoemulsiones incluidas con el RFZONE



Datos técnicos

Tensión alimentación:	110V a.c 50/60 Hz
Consumo:	300 VA
Programas:	30 Programas preestablecidos + Programa libre
Aplicadores:	Cabezal Monopolar grande: 36 cm diámetro.
Cabezal Bipolar grande:	36 cm. diámetro.
Cabezal Bipolar pequeño:	36 cm. diámetro.

Características de salida RADIOFRECUENCIA

Frecuencia:	1 MHz.
Tensión Máxima:	420 Vpp
Potencia Máxima:	150 Watts
Dimensiones:	108 cm (h) x 39,5 cm (l) x 39,5 cm (a)
Peso:	18 Kg.